

Útmutató a Qvintip önmintavételi eszköz használatához

Önhöz hasonlóan sok nő döntött már a Human papillomavírus (HPV) teszt elvégzése mellett, hogy egy modern, hatékony, rendszeresen ismételt szűréssel csökkentse a méhnyakrák kialakulásának az esélyét. Jelen eszköz azok számára nyújt segítséget, akik kényelmetlennek találják, vagy nincs idejük orvossal elvégeztetni a szűrést, ugyanakkor helyes mintavétel mellett egy nem kevésbé megbízható* módszerrel szeretnék megvizsgáltatni, jelen van-e a szervezetükben a méhnyakrák és egyéb kórképek kialakulásáért felelős kórokozó.

Qvintip®

User guide



Önmintavétel lépésről lépésre

Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék sértetlen csomagolásban, hiánytalanul érkezett-e meg (kék és fehér önmintavételi pálcá, vonalkódos mintatároló cső kupakkal, útmutató és kéréslap, üres öntapadós címke, válaszborték). Az önmintavételi pálcát kizárólag az útmutató szerint használja. Tartsa a pálcát egyenesen, amikor be- és kicsúsztatja a hüvelyében. A mintavételt álló vagy fekvő pozícióban is elvégezheti. Menstruáció ideje alatt ne végezzen mintavételt. Ne alkalmazzon előtte semmilyen más idegen anyagot, vegyszert, eszközt, például hüvelyzuhanyt sem. A mintavétel a terhesség első 3 hónapja alatt is még elvégezhető.

- Írja rá nevét és telefonszámát az üres, öntapadós címkére, majd ragassza rá hosszában a mintatároló csőre (NE fedje a csövön található vonalkódos címkét!)
- A kék fogantyút fogva vegye ki az önmintavételi pálcát.
- Csúsztassa a pálcát a hüvelyébe ütközésig (kb. 10 cm),
 - forgassa körbe az önmintavételi pálcát kétszer teljesen,
 - egyenesen tartva vegye ki az önmintavételi pálcát.
- Fektesse rá a mintavételi pálcát a mintatároló csőre úgy, hogy a fehér vége a levegőbe mutasson. Hagyja száradni legalább 3 percig!
Ügyeljen arra, hogy a fehér vége semmihez ne érjen hozzá.
- Tegye be a pálcá fehér részét a mintatároló csőbe.
- Hajlítsa el a pálcát annyira, hogy a fehér része beleessen a mintatároló csőbe.
- Rakja rá a kupakot a mintatároló csőre és dobja ki a pálcá kék részét.
- Töltse ki a vizsgálatkérő lapot (útmutató hátoldalán található), és írja alá!
- Tegye a mintatároló csövet és a vizsgálatkérő lapot a válaszbortékba, zárja be és postázza címünkre („ajánlva” javasolt), vagy adja le mintavételi helyünkön (vérvételi helyeink listája a hátoldalon található).

Általános információk

Mintáját az egészségügyi törvények betartásával dolgozzuk fel. A személyes adatait a személyiségi jogok tiszteletben tartásával, az adatvédelmi előírások szerint kezeljük.

Negatív eredmény

Ha az eredmény negatív, a teszt nem mutat ki HPV-t. Ez azonban nem zárja ki a későbbi fertőződés lehetőségét. A HPV nemi úton terjedő vírus, tehát védekezés nélkül, új partnerrel már a következő együttlét alkalmával is megkapható. Ugyanakkor egy új fertőzés csak hosszú évek alatt képes rákot okozni.

Pozitív eredmény

Ha az eredmény pozitív, akkor Önnek HPV fertőzése van. Amennyiben magas kockázatú csoportba sorolt vírus került kimutatásra, kérjük, keresse fel nőgyógyászát a további teendők megbeszélése céljából. Egyéb esetben elegendő, ha a következő esedékes szűrésen tájékoztatja orvosát az eredményről. Nőknek, akik hosszabb ideig (évekig) hordozzák ugyanazt a vírustípust, nagyobb eséllyel lesz citológiai elváltozásuk és később méhnyakrájuk. A fertőzés korai diagnózisa lehetővé teszi még idejében a beavatkozást és hatásos kezelést.

* Arbyn, M., et al., Accuracy of human papillomavirus testing on self-collected versus clinician-collected samples: a meta-analysis. *Lancet Oncol*, 2014. 15(2): p. 172-83.

Jentschke, M., et al., Comparative evaluation of two vaginal self-sampling devices for the detection of human papillomavirus infections. *J Clin Virol*, 2015.

További fontos információk

A Qvintip egyszer használatos mintavételi eszköz.

Az önmintavételi pálcá óvatosan és csak az utasítások szerint használandó. A pálcá fehér végét nem szabad elhajlítani vagy eltávolítani az önmintavétel előtt. A helyes eredmény érdekében a mintát mihamarabb küldje el értékelésre. Lejárati idő és gyártási szám a csomagoláson.

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLTÁRKÉRŐ LAP ÖNMINTAVÉTELES HPV-VIZSGÁLATHOZ

A PÁCIENS ADATAI

Név:	
Születési név:	
TAJ:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Születési dátum:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Lakcím:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Telefon:	
Mintavétel dátuma:	

<input checked="" type="checkbox"/>	ÖNMINTAVÉTELES HPV-VIZSGÁLTÁR MEGRENDELÉSE
-------------------------------------	--------------------------------------------

A LABORATÓRIUM TÖLTI KI

Eszközt kiadó telephely:	
Fizetési mód:	<input type="checkbox"/> Bankkártya <input type="checkbox"/> PayPal
Számla sorszáma:	
Eszközt átvevő telephely:	

MINTATÁROLÓ AZONOSÍTÓJA (VONALKÓD)

--

A páciens aláírása

A LELETKÖZLÉS MÓDJA

E-mailben jelszóval védett fájlként a következő címre*: _____

A lelet megnyitásához szükséges jelszó: _____ (max. 9 karakter)

Tájékoztatás: Az e-mailes leletküldési üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, bizalmas egészségügyi adatokat tartalmaz. Az internet azonban nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, felhasználói és szolgáltatói a rendszer biztonságát rajtuk kívül álló okokból biztosítani nem tudják. A Synlab Hungary Kft. nem vállal felelősséget az üzenet teljes és pontos - címzett(ek)hez történő - eljuttatásáért, valamint semmilyen késésért, kapcsolat megszakadásából eredő hibáért, vagy az információ felhasználásából vagy annak megbízhatatlanságából eredő kárért, saját számítástechnikai rendszerén kívül.

A csatolmányként küldött lelete jelszóval védett tömörített fájl, amely a fenti jelszó megadásával nyitható meg. Amennyiben nem írt be jelszót vagy elfelejti, leletét az alábbi módon postán küldjük el.

*Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Synlab Hungary Kft. az elkészült vizsgálati leleteimet az általam itt megadott e-mail címre továbbítsa, tudatában annak, és - figyelembe véve a fenti tájékoztatást -, hogy az interneten e-mailben történő adatküldés nem teljesen biztonságos.

A fenti lakcímrre postán

Aláírás: _____

Felhívjuk figyelmét, hogy a leletet az itt megadott címre ajánlott küldeményként postázzuk, amely nem biztosítja a különleges egészségügyi adatok teljes körű védelmét. Amennyiben rajtunk kívül álló okok miatt nem kapja meg az elkészült leletet, kérésére újra postára adjuk az itt megadott címre

Személyes átvétellel

A lelet személyesen a 1121 Budapest, Szanatórium u. 19. címen a Laboratórium recepcióján vehető át munkaidőben. Átvételre jogosult TAJ-kártya bemutatása és személyazonosság igazolása mellett a páciens, törvényes képviselője, valamint meghatalmazottja szabályos meghatalmazás birtokában.

E-mailes leletközlés megjelölése esetén a nyilatkozat aláírásának hiányában a leletet postán küldjük el.

A minta postai visszaküldése esetén kérjük a következő címet írja a borítékra:

SYNLAB GenoID Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium

1121 Budapest, Szanatórium u. 19.